

Preview from Notesale.co.uk
Page 5 of 49

التجربة الثالثة (ب)

قياس نقطة الوميض بواسطة جهاز كليفلاند المفتوح

Cleveland Open Cup

تركيب الجهاز :

- يتركب الجهاز من تجويف محاط بسخان كهربائي موصل بمنظم للحرارة يمكن بواسطته التحكم بدرجة حرارة الزيت تدريجياً .
- بوتقة من النحاس تملأ بالمادة المراد اختبارها .
- ترمومتر حساس للتأين لقياس نقطة الوميض ونقطة الاشتعال ، يعطي قراءة رقمية لدرجة الحرارة .
- ذراع متحرك تحتوي على شعلة صغيره من اللهب ، يتحرك تلقائياً عند الاقتراب من الدرجة المتوقعة
- الجهاز موصل بمصدر للكهرباء والغاز لإشعال اللهب .

طريقة العمل

١. في البدء يتم تشغيل التحريك وانتظار صوت فحص الجهاز .
٢. تملأ البوتقة النحاسية إلى العلامة بامدادها برذاذ الماء ، وتوضع في المكان المخصص .
٣. يضبط الجهاز على المواصفه المطلوبه
٤. تضبط درجة الوميض المتوقعة للمادة المراد اختبارها
٥. يتم إشعال اللهب وتكون شعلة اللهب على شكل كرة صغيرة .
٦. اضغط على مفتاح البدء start ، بعد ذلك ينزل الترمومتر إلى داخل العينة .
٧. عند اقتراب درجة الحرارة إلى قرب نقطة الوميض المتوقعة ، يبدأ ذراع الشعلة بالتحرك آلياً حتى حدوث الوميض فوق سطح العينة .
٨. عند حدوث الوميض يتم تسجيل درجة الحرارة التي حدث عندها الوميض .

النتائج :

تسجل النتائج في الجدول الموجود في كراسة المتدرب.



Preview from Notesale.co.uk

Page 19 of 49

صورة لجهاز كيما ٢ للنفخ

العينة	نقطة الوميض	ملاحظات

الصناعات الكيميائية

البوليمرات

Preview from Notesale.co.uk
Page 27 of 49

Preview from Notesale.co.uk
Page 28 of 49

البوليمرات

الجذارة:

يتعلم المتدرب تحضير مثال على كل نوع من الأنواع المشهورة للبوليمرات.

الأهداف

عندما تكتمل الوحدة تكون قادراً على أن:

١. معرفة طرق تحضير بعض البوليمرات المشهورة.
٢. تتعلم طرق اختبار البوليمرات.
٣. تعرف كيفية حساب كفاءة التجربة.

مستوى الأداء المطلوب:

أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ٨٠٪.

الوسائل المساعدة:

١. الأجهزة المستخدمة في مثل هذه الاختبارات.
٢. الأسئلة والأجوبة على هذه الوحدة.

متطلبات الجذارة:

اجتياز مقرri الكيمياء العامة وأساسيات الكيمياء العضوية.

٥. استمر بالتسخين لمدة ٥ دقائق ، ثم برد الأنابيب .
٦. قارن بين البوليمرتين المتكونتين من حيث درجة الزوجة .
٧. اختبر الذوبانية ودرجة الانصهار وكذلك اختبار التشبع للبوليمرتين .

النتائج :

تسجل النتائج في الجدول الموجود في كراسة المتدرب.

		البوليمر
		اللون
		الزوجة
		استخدام المذيبات المختلفة

Preview from Notesale.co.uk
Page 32 of 49

النتائج والحسابات :

النتائج :

تسجل النتائج في الجدول الموجود في كراسة المتدرب.

		البوليمر
		اللون
		اللزوجة
		استخدام المذيبات المختلفة

الحسابات

الوزن النظري يحسب كالتالي :

حساب وزن شائي كلوريد الإيثان :

وزن شائي كلوريد الإيثان = الكثافة × الحجم .

$$\text{gm } 12.5 = \text{ml } 10 \times (\text{gm/ml}) 1.25$$



وزن شائي كلوريد الإيثان = الوزن الحجزي $\frac{156}{12.0}$ جرام

$$x \text{ (الوزن النظري)} = ?$$

$$\text{كفاءة العمل} = (\text{الوزن العملي} \div \text{الوزن النظري}) \times 100$$